

ODBER ŠPECIÁLNEHO LÍCNEHO STERU

- Kvôli nožnej kontaminácii cudzou DNA by zviera nemalo byť kŕmené alebo kojené 1 - 2 hodiny pred odoberaním steru. Okrem toho sa odporúča, aby bolo zviera 1 - 2 hodiny oddelené od súrodencov a ostatných zvierat.
- Opatrne otvorte obal tampónu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli spodnej časti tampónu alebo aby sa tampón nedostal do kontaktu s inými predmetmi.
- Počas odberu vzorky dôkladne vytierajte lícnu sliznicu aspoň 10 sekúnd a pritom otáčajte tampónom, aby ste zaistili, že sa odoberie dostatok bunkového materiálu. Genetický test je možné úspešne spraviť len vtedy, ak je na tampóne zachytené dostatočné množstvo bunkového materiálu. Samotné sliny na vykonanie testu nestačia.
- Držte skúmavku vo zvislej polohe a odskrutkujte uzáver. Zabráňte kontaktu s kvapalinou zo skúmavky alebo vdýchnutiu aerosólov. V prípade kontaktu s pokožkou miesto okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.
- Vložte tampón do skúmavky. Odlomte tampón v mieste zlomu a nasadte uzáver späť na skúmavku. Skúmavku pevne uzavrite.
- Skúmavku zreteľne označte (napr. uvedením mena majiteľa + mena zvieraťa). Potom vložte skúmavku do priloženého vonkajšieho ochranného obalu LABOKLIN s celulózovou vložkou.
- Vzorku nám čo najrýchlejšie pošlite spolu so žiadosťou na vyšetrenie. Pritom platí, že údaje, ktoré nám poskytnete, sa zobrazia v náleze z vyšetrenia. Preto vás prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie všetkých potrebných údajov (napr. číslo čipu zvieraťa).