

Požiadavky na posielanie vzoriek na prietokovú cytometriu (FACS):

- vhodnou vzorkou na prietokovú cytometriu je EDTA krv alebo aspirát z lymfatickej uzliny (vo fyziologickom roztoku so sérom pacienta v pomere 1:1 ako tekutá vzorka, vzorku je *možné dať* do skúmavky s EDTA)
- vzorky nikdy *neumiestňovať* do formalínu, *zbytočne* netrepať
- v prípade nízkeho celkového počtu leukocytov je odporúčané poselať až 5 ml EDTA krvi
- vzorky nesmú byť pri doručení do vyšetrujúceho laboratória staršie ako 48 hodín
- je odporúčané vzorku v letných mesiacoch chladiť, avšak celoročne je nutné zabrániť zamrznutiu vzorky
- mimo letných mesiacov nepoužívať dodatočné chladenie a skúmavku s biologickým materiálom chrániť pred mrazom izolačnou vrstvou bublinkovej fólie
- v letných mesiacoch sa vzorka nesmie priamo dotýkať chladiacej vložky, je potrebné, aby bola vzorka odizolovaná izolačnou vrstvou (na tento účel je možné použiť naše ochranné obaly, prípadne bublinkovú fóliu)